

refresh[®]

álcool polivinílico 1,4%

povidona 0,6%

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Caixa contendo 30 flaconetes de dose única contendo 0,4 ml de solução oftálmica estéril lubrificante, sem preservativo.

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

SOLUÇÃO OFTÁLMICA

Cada ml contém: 14 mg de álcool polivinílico e 6 mg de povidona.

Veículo: cloreto de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico e água purificada q.s.p.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Ação esperada do medicamento: Refresh[®] age como lágrima artificial e o efeito se observa com o decorrer do tratamento.
- Cuidados de armazenamento: o produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.
- Prazo de validade: vide cartucho. Não use medicamento com prazo de validade vencido.
- Gravidez e lactação: informe ao médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se estiver amamentando.
- Cuidados de administração: assegure-se de que o flaconete está intacto antes de usar. Para abrir, gire totalmente a ponteira. Não puxe. Instile a dose recomendada, no saco conjuntival. A fim de se evitar contaminação, não toque a ponta do flaconete em qualquer superfície. Não reutilize. Uma vez aberto, descarte. Se a solução apresentar mudança de cor ou tornar-se turva, não utilize. Siga a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento.
- Interrupção do tratamento: não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
- Reações adversas: informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Contra-indicações e precauções: informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO USE REMÉDIO SEM CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

Informação Técnica

Refresh[®] age como lágrima artificial sob a forma de solução estéril não preservada, acondicionada para uso como dose única. É formulado especialmente para pacientes que necessitam com frequência de alívio nos casos de "secura ocular".

Indicações

Refresh[®] é indicado para uso como lubrificante nos casos de "olho seco", como lágrima artificial e para aliviar o desconforto e irritação causados pelo uso de lentes de contato.

Contra-indicações

Refresh[®] não deve ser utilizado por pacientes com sensibilidade conhecida a qualquer dos componentes da fórmula.

Precauções e Advertências

Não são necessárias precauções especiais para o uso deste produto.

Interações Medicamentosas

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

Reações Adversas

Se surgir dor ocular, alterações de visão, vermelhidão ou irritação contínua do olho, ou se persistir ou piorar a afecção ocular por mais do que 72 horas, descontinue o uso do produto e consulte seu médico.

Posologia

Instile 1 ou 2 gotas no (s) olho (s) afetado (s) sempre que necessário, ou de acordo com orientação médica.

Superdosagem

Em geral, superdosagens não provocam problemas agudos. Se, acidentalmente for ingerido, beba bastante líquido para diluir, ou procure orientação médica.

Pacientes Idosos

Não existem restrições especiais de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0143
Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer
CRF-SP nº 18.150

**Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia**

Fabricado por:

Allergan Sales, LLC

Waco - Texas - EUA

Importado, embalado e distribuído por:

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

Av. Guarulhos, 3.272 - CEP 07030-000 - Guarulhos -SP

CNPJ 43.426.626/0009-24

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Texto adaptado à portaria 110/97

71961BR11X - Laetus: 191

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800-144077

Discagem Direta Gratuita